

골수추리용기구
(X6R2107, Bone Marrow Collection Kit)

수입업자 : 프레지니우스카비코리아(주), 서울시 송파구 중대로 135 (가락동 78) IT벤처타워 17층
 제조의뢰자 : Fresenius Kabi AG (61346 Bad Homburg, Germany)
 제조자 : Fenwal International Inc, (도미니카공화국, Carretera Sanchez KM 18.5, Parque Industrial Itabo, Zona Franca Ind, DE S.C., Haina, Dominican Republic)
 허가번호 : 수허 99-1135호

사용목적 : 골수이식을 위하여 흡출한 골수를 수집 및 여과한다.
 제조번호 : 제조원 표시 참조

포장단위 : 1EA
 보관방법 : 서늘하고 건조한 곳에 보관
 사용기한 : 제조일로부터 3년까지

사용방법
 가. 사용 전 주의사항
 무균방법을 사용한다.

- 나. 사용방법
- 병원규정에 따라 조립되지 않은 골수 수집 스탠드를 스핀 또는 ETO를 사용하여 멸균한다. 골수 수집 스탠드는 다음으로 구성된다.
 - (1)베이스 (2)수집용기 기반과 thumb 나사 (3)지지대 (4)수집용기 리테이너
 - 멸균 수집 스탠드 구성물들을 멸균장소에 놓고 다음과 같이 조립한다.
 - (1)베이스의 구멍 안에 지지대를 끼운다. (2)수집용기 리테이너(프롱을 위로하여)를 수집용기 기반에 프롱이 노치에 닿을 때까지 끼운다. (3)수집용기 기반과 수집용기 리테이너를 지지대 위에 놓는다. (4)지지대가 끼워진 수집용기 기반 위의 thumb 나사를 조인다.
 - 골수 수집 키트 포장을 열고 멸균 장소에 놓는다.
 - 수집용기를 수집용기 기반에 잘 올려놓아 수집용기 캡의 웹이 수집 용기 기반의 노치에 걸리도록 한다.
 - 용기를 아래로 집어당겨 보아 잘 안착이 되었는지를 확인한다. 캡플랜지 위로 지나가는 리테이너 프롱과 캡이 잘 맞물릴 때까지 수집용기 리테이너 캡쪽으로 밀어넣는다.
 - 수집용기의 클램프를 잡고 클램프와 주입위치 사이에 지혈검자를 놓는다.
 - 수집용기 캡을 열고 병원 규정에 따라 항응고액을 용기 안에 넣는다.
 - 병원 방법에 따라 골수 흡출을 하고 흡출된 골수를 시린저로부터 수집용기 안으로 집어넣는다. 용기를 부드럽게 압박하여 골수와 항응고제가 완전히 섞이도록 한다.
 - 원하는 골수량이 수집되었거나 용기가 차면 (약 1.2리터) 수집용기의 캡을 닫고 잘 닫혔는지 확인한다. 리테이너를 지지대쪽으로 밀어낸 후 스탠드에서 수집용기를 빼낸다.
- 주의 : 채취된 수집용기는 캡과 클램프를 잠근채 항상 위를 향하도록 하여 취급한다. 캡은 액체 밀봉용이 아니다.
- 수집용기를 여과하는 장소로 옮기고 행어를 사용하여 IV 폴에 걸어 놓는다.
- 골수가 더 필요하다면 다른 골수 수집 키트를 사용하여 3~9단계를 반복한다.
 - 500마이크론(적색)필터와 200마이크론(청색)필터를 각 하나씩 연속적으로 연결하여 필터 메쉬크기를 줄인다. 각 필터 커넥터를 프로텍터와 트루스팅 커넥터를 빼내 완전히 안착이 되도록 키트 부착한다.
 - 먼저 500마이크론 메쉬 크기(적색) 필터부터 시작으로 연결된 필터들을 프로텍터와 트루스트를 빼내어 수집용기에 완전히 안착될 때까지 부착한다.
 - 트랜스퍼 팩 용기를 프로텍터와 트루스트 커넥터를 빼내어 맨아래 필터(200마이크론, 청색)에 완전히 안착될 때까지 부착한다. 조립된 키트는 그림5와 같아야 한다. 트랜스퍼 팩 용기를 턴아웃과 같이 안정된 곳에 놓는다.주의 : 트랜스퍼 팩 용기가 안정된 곳에 있지 않으면 골수를 여과하지 않는다. (연결이 끊어져 골수의 손실을 방지하기 위하여)
 - 조립된 키트를 관찰하고 모든 연결이 제대로 되었는지 확인한다.
 - 수집용기와 트랜스퍼 팩용기의 클램프를 연다. 수집용기의 지혈검자를 빼낸다. 골수가 각 필터로 들어오면 일시적으로 필터를 뒤집어 공기를 제거한다.
- Note : 수집 용기 내에 응액 통로의 막힘 가능성을 최소화하기 위하여 골수의 큰 입자나 덩어리를 분리시킬 수 있는 굵은 필터가 있다. 필터 구역내의 용기 조각은 용기를 비우는데 도움이 된다.
- 골수가 종래에 의해 필터를 거쳐 트랜스퍼 팩 용기 안으로 흐르도록 한다. 여과 압력과 유속은 수집용기와 트랜스퍼 팩 용기 사이의 거리 변화에 따라 증가되거나 감소될 수 있다.
 - 만약 필터가 막히게 되면 멸균방법을 사용하여 교체해야 한다. 필터를 교체하려면 :
 - 수집용기와 트랜스퍼 팩 용기의 클램프를 잠근다. 수집용기의 주입위치와 클램프 사이에 지혈검자를 놓는다.
 - 막힌 필터의 위아래 튜빙을 지혈검자 4개를 사용하여 잠근다.
 - 막힌 필터를 빼내고 같은 사이즈의 새 필터를 넣는다.
 - 막힌 필터의 골수는 제거하고 위해 수집용기를 열고 필터 인렛을 수집용기 위에 놓아 지혈검자를 빼내 수집용기로 되돌려질 수 있다.
 - 키트와 수집용기의 튜빙에서 지혈검자를 빼내고 수집용기와 트랜스퍼 팩 용기의 클램프를 열어 골수 여과를 계속한다. 필터를 잠시 뒤집어 필터 어셈블리에서 공기를 제거한다.
 - 트랜스퍼 팩 용기가 차고 골수가 남아 있다면 수집용기와 트랜스퍼 팩 용기의 클램프를 잠근다. 지혈검자를 사용하여 200마이크론 필터 아래의 튜빙을 즉시 잠근다. 키트내 파우치로부터의 언벤티드 팁 프로텍터를 트랜스퍼 팩 용기의 커넥터 위에 놓아 튜빙 안에 남아 있는 액의 유실을 방지한다.
 - 200마이크론 필터 아슬렛에 빈 트랜스퍼 팩 용기를 부착하고 지혈검자를 빼낸 뒤 클램프를 열고 여과를 지속한다.
 - 모든 골수가 여과되면 수집용기와 세트를 적당한 생리용액으로 린스하여 남아 있는 골수를 혼합한다.
 - 수집용기와 트랜스퍼 팩 용기의 클램프를 잠근다. 200마이크론 필터 아래의 튜빙을 지혈검자를 사용하여 즉시 잠근다. 200마이크론 필터에서 용기를 분리한다. 키트내 파우치로부터의 언벤티드 팁 프로텍터를 트랜스퍼 팩 용기의 커넥터 위에 놓아 튜빙 안에 남아 있는 액의 유실을 방지한다.
 - 사용된 추가적인 골수 수집 키트에 대해 11~21단계를 반복한다.
 - 다음 진행에 대하여 병원방법을 따른다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법
 본 제품은 일회용 제품으로서 사용 후 폐기한다.

※ "자세한 사항은 사용설명서 참조"

사 용 시 : 1. 경고 : 트랜스퍼 팩 용기 안의 골수를 병동시키지 않는다.

주의사항 2. 주의 : (1) 일회용으로만 사용한다.

- (2) 골수 수집 스탠드는 스핀 또는 ETO로써 용기에 반드시 멸균 되어야 한다. 조립되었을 경우 골수 수집 스탠드가 무겁기 때문에 안정된 턴아웃 위에 놓아야 한다.
- 채취된 수집용기는 캡과 클램프를 잠근 채 항상 위를 향하도록 하여 취급한다. 캡은 액체 밀봉용이 아니다.
- (4) 트랜스퍼 팩 용기가 안정된 곳에 있지 않으면 골수를 여과하지 않는다. (연결이 끊어져 골수의 손실을 방지하기 위하여)
- 이 용기는 가스제로 Di-(2-EthylHexyl)Phthalate(DEHP)를 사용한 PVC 재료로서 DEHP는 여러 동물을 이용한 시험에서 수컷 생식기의 발달 및 정자형성에 영향을 미치는 보고가 있습니다. 이러한 PVC용기의 경우 DEHP가 극미량 용출될 수 있으나 DEHP에 노출되어 나타나는 위험성은 없거나 거의 없습니다. 따라서, 이 의료기기를 사용하지 않아서 발생할 수 있는 위험성은 DEHP에 의하여 우려되는 위험성보다 훨씬 크기 때문에 사용을 기피할 필요는 없습니다.

"주의·부적용"

※DEHP를 사용한 PVC 재료의 용기임