



free flex®

Es todo lo que
necesitas en una bolsa
Innovación exclusiva de Fresenius Kabi



Listado de Compatibilidad en Drogas :

Antiinfectivo Para Uso Sistémico

Aciclovir sódico ¹	Ciprofloxacino ¹	Mezlocilina sódica ¹
Amikacina sulfato ¹	Clindamicina fosfato ¹	Moxifloxacino RTU ¹
Amoxicilina sódica ¹	Eritromicina lactobionato ¹	Ofloxacina ¹
Amoxicilina sódica/Ácido Clavulánico ¹	Fluconazol ¹	Piperacilina sódica ¹
Aztreonam ¹	Flucloxacilina sódica ¹	Piperacilina sódica/Tazobactam ¹
Benzilpenicilina ¹	Ganciclovir sódico ¹	Sulfametoxazol/Trimetoprim ¹
Cefazolina sódica ¹	Gentamicina sulfato ¹	Tobramicina sulfato ¹
Cefepime dihidrocloruro ¹	Imipenem/Cilastatina sódica ¹	Vancomicina hidrocloreuro ¹
Ceftazidima ¹	Levofloxacino RTU ¹	
Ceftriaxona disódica ¹	Linezolid RTU ¹	
Cefuroxima sódica ¹	Meropenem ¹	
Cidofovir ²	Metronidazol ¹	

Antineoplásicos y Agentes Inmunomoduladores

Alemtuzumab ¹	Docetaxel ¹	Mitomicina ¹
Bendamustina hidrocloreuro ¹	Doxorubicina hidrocloreuro ¹	Mitoxantrona hidrocloreuro ¹
Bevacizumab ¹	Epirubicina hidrocloreuro ¹	Octreotida ¹
Bleomicina sulfato ¹	Eribulina ⁴	Oxaliplatino ¹
Busulfan ¹	Estramustina ¹	Paclitaxel ¹
Carboplatino ¹	Etoposido ¹	Pemetrexed ¹
Carmustina ¹	Fludarabina fhsfato ¹	Rituximab ⁵
Ciclosporina ¹	Fluorouracilo ¹	Tacrolimus ¹
Cisplatino ¹	Fotemustina ¹	Temsirolimus ¹
Cladribina ¹	Gemcitabina hidrocloreuro ¹	Topotecan ¹
Clofarabina ³	Ifosfamida ¹	Vinblastina sulfato ¹
Ciclofosfamida ¹	Ifosfamida/Mesna ¹	Vincristina sulfato ¹
Citarabina ¹	Irinotecan ¹	Vinorelbina tartrato ¹
Dacarbazina ¹	Melfalan ¹	
Daunorubicina hidrocloreuro ¹	Metotrexato sódico ¹	

Sangre y órganos que forman sangre

Ácido Fólico ¹	Fósforo Potásico ¹	Tirofiban ¹
Heparina sódica ¹	Fósforo Sódico ¹	

*Clasificación de drogas según sus efectos de acuerdo al sistema Anatómico-Terapéutico-Químico (ATC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Freeflex® Es todo lo que necesitas en una bolsa



Sistema Cardiovascular

Adenosina ¹	Epinefrina hidropocloruro ¹	Milrinona lactato ¹
Amiodarona hidrocloreuro ¹	Furosemida ¹	Nitroglicerina ¹
Digoxina ¹	Isoprenalina hidrocloreuro ¹	Norepinefrina bitartrato ¹
Dobutamina hidrocloreuro ¹	Dinitrato de Isosorbide ¹	
Dopamina hidrocloreuro ¹	Labetalol hidrocloreuro ¹	

Sistema Músculo-esquelético

Atracurio besilato ¹	Bromuro de Rocuronio ¹	Ácido Zoledrónico ¹
Cisatracurio besilato ¹	Suxametonio cloruro ¹	
Clodronato disódico ¹	Bromuro de Vecuronio ¹	

Sistema Nervioso

Fentanilo citrato ¹	Lidocaina hidrocloreuro ¹	Propofol ¹
Bupivacaina hidrocloreuro ¹	Lorazepam ¹	Remifentanilo hidrocloreuro ¹
Bupivacaina hidrocloreuro/Fentanilo ¹	Midazolam hidrocloreuro ¹	Ropivacaina hidrocloreuro/Sufentanilo citrato ¹
Clorpromazina hidrocloreuro ¹	Morfina sulfato ¹	Ropivacaina RTU ¹
Diazepam ¹	Paracetamol ¹	Sufentanilo citrato ¹
Ketamina hidrocloreuro ¹	Fenitoina sódica ¹	Tiopental sódico ¹
Levobupivacaina hidrocloreuro ¹	Piritramida ¹	Tramadol hidrocloreuro ¹

Preparaciones Hormonales y Sistémicas

Hidrocortisona sódica succinato ¹	Metilprednisolona sódica succinato ¹	Oxitocina ¹
----------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------

Tracto Alimentario y Metabolismo

Ácido Ascórbico ¹	Sulfato de Magnesio ¹	Ranitidina hidrocloreuro ¹
Gluconato de Calcio ¹	Metoclopramida hidrocloreuro ¹	Tiamina hidrocloreuro ¹
Esomeprazol sódico ¹	Omeprazol sódico ¹	Tropisetron hidrocloreuro ¹
Granisetron ¹	Ondansetron hidrocloreuro ¹	
Insulina ¹	Pantoprazol sódico ¹	

Varios

Folinato de Calcio ¹	Mesna ¹	Folinato Sódico ¹
Dexrazoxana hidrocloreuro ¹	Prometazina hidrocloreuro ¹	

REFERENCIAS:

- 1.- Internal Fresenius Kabi Study.
- 2.- Yuan LC, Samuels GJ, Visor GC. Stability of cidofovir in 0.9% sodium chloride injection and in 5% dextrose injection. Am J Health-Syst Pharm. 1996 Aug 15; 53(16):1939-43.
- 3.- Kaiser J, Krämer I. Long-term stability study of clofarabine injection concentrate and diluted clofarabine infusion solutions. J Oncol Pharm Pract Off Publ Int Soc Oncol Pharm Pract. 2012 Jun;18(2):213-21.
- 4.- Poujol S, Dell'ova M, Bekhtari K, Bressolle F, Pinguet F. Stability of the ready-to-use solutions of eribulin for intravenous infusion. Ann Pharm Fr. 2012 Sep;70(5):249-55.
- 5.- Paul M, Vieillard V, Jaccoulet E, Astier A. Long-term stability of diluted solutions of the monoclonal antibody rituximab. Int J Pharm. 2012 Oct 15;436(1-2):282-90.

*Clasificación de drogas según sus efectos de acuerdo al sistema Anatómico-Terapéutico-Químico (ATC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Chile
Carlos Fernández 244, San Joaquín
CP 8940575, Santiago, Chile
Fono: 56 2 2368 4800
www.fresenius-kabi.cl